Dossier d'information type Euro Pharmat DISPOSITIF MEDICAL

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseigne	ments administratifs concernant l'entreprise	Date de mise à jour : 26/06/2007 Date d'édition :08/09/2010		
1.1	Nom : Laboratoire EUROMEDIS			
1.2	Adresse complète : Z.I. de la Tuilerie 60290 NEUILLY -SOUS- CLERMONT	Tel: +33 344738360 Fax: +33 344735732 e-mail: euromedis@euromedis.fr Site internet: www.euromedis.fr		
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : M. Eddie ZERBIB Responsable Qualité	Tel: +33 344738360 Fax: +33 344735732 e-mail: eddie.zerbib@euromedis.fr		

	ons sur dispositif ou équipement			
2.1	<u>Dénomination commune</u> : selon la nomenclature d'Europharmat®			
2.2	<u>Dénomination commerciale :</u>			
	GANT D'EXAMEN LATEX SANS POUDRE MEDICLEAN SURFACE RUGUEUSE			
2.3	Code nomenclature :			
2.4	<u>Code LPPR*</u> (ex TIPS si applicable):			
2.5	<u>Classe du DM</u> : I non stérile			
	Directive de l'UE applicable : 93/42/CE			
	Selon Annexe n°: IX chapitre 3 et VII chapitre 3			
	Numéro de l'organisme notifié : CE 0459			
	Date de première mise sur le marché dans l'UE : 05/2003			
	Fabricant du DM : Laboratoire EUROMEDIS			
	Certificat applicable à l'entreprise fabricante : ISO 9001 : 2000 et ISO 13485 : 2003			
	Organisme certificateur: LNE/G-Med			
	Normes applicable au dispositif médical :			
	- Directives 93/42 CE pour les dispositifs médicaux			
	EN 455-1/2- Gants médicaux non réutilisables			
	- Directives 89/686 CE Pour les équipements de protection individuels			
	EN 420- Gants de protections exigences générales et méthodes d'essais			
	EN 374-1/2- Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes Contact alimentaire			

Dossier d'information type Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

2.6 <u>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)</u>: peut être relié au point 8 : selon fiche technique.

Gants d'examen ambidextres existent en 5 taille T 5/6 - T 6/7 - T 7/8 - T 8/9 - T XL

Usage Unique : oui
Couleur : Crème
Texture : Rugueuse
Forme : Anatomique
Dimension du dispositif :

Taille		Périmètre de la	Longueur en	Epaisseur en µm	Epaisseur de la
		paume en mm	mm	d'un doigt	paume en <i>µ</i> m
T 5/6	XS	160	240	220	170
T 6/7	5	170	240	220	170
T 7/8	M	190	240	220	170
T 8/9	L	200	240	220	170
T 9/10	XL	210	240	220	170

 $\mathsf{Bord}:$

Alimentaire : Oui

Code couleur sur le packaging : Oui, voir le tableau des

dimensions Origine : Malaisie Trousse : Non



2.7 Références Catalogue :

Pour chaque référence préciser :

REFERENCE :

Conditionnement / emballages

UCD (Unité de Commande) : La boite

<u>CDT</u> (Multiple de l'UCD) : Quantité par carton <u>QML</u> (Quantité minimale de livraison) : Le carton

Pré emballage anti-poussière des gants avant mise en boîte

Spécification	Référence	Unités/	Boîtes/	Unités/	CODE EAN 14	Référence
du produit		boîte	carton	carton	(carton)	Fabricant
T 5/6	127510	100	10	1000	33401043547819	
T 6/7	127511	100	10	1000	33401043547984	
T 7/8	127512	100	10	1000	33401043548066	
T 8/9	127513	100	10	1000	33401043548127	
T XL	127514	100	10	1000	33401043548295	

Caractéristiques de la référence :

Etanchéité : contrôle unitaire des gants à l'air et contrôle statistique à l'eau selon la norme EN 455-1 AQL = 1,5

Résistance au déchirement de la manchette : 465%

Résistance minimale à la traction : 27 mPa - Après vieillissement artificiel 168 H 70° - 17mPa

Force minimale à la rupture : 9N

Allongement à la rupture : 875% - Après vieillissement artificiel 168 H 70° - 650%

Etiquetage: Etiquetage conforme à la directive 93/42 CE.

copie (fac-similé du modèle d'étiquetage)

Insertion image

Dossier d'information type Euro Pharmat DISPOSITIF MEDICAL

3. Procédé de stérilisation :

DM stérile : Non

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : NA

Indications (selon liste Europharmat): NA

4. Conditions de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation & de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil Précautions particulières : usage unique Durée de la validité du produit : 5 ans Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu :

5. Sécurité d'utilisation			
5.1	Sécurité technique : Norme EN 455-1		
5.2	Sécurité biologique: Norme EN 374		

6. Conseils d	6. Conseils d'utilisation			
6.1	Mode d'emploi : NA			
6.2	Indications : (destination marquage CE) Examen médical- protection du patient et de l'utilisateur			
6.3	Précautions d'emploi : Ne pas ouvrir avec un objet contendant			
6.4	Contre- Indications : NA			

7. Informations complémentaires sur le produit

Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc.) ... :

Toutes les informations se trouvent dans le dossier technique

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu) - Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)